

## ■ 禁忌

- ・**ペースメーカー**等埋込式医療機器との併用
- ・**MRI**

システム性能に対する評価がされていないため使用できません。  
検査がある場合は取り外してください。

## ■ 装着時に低確率で出血があります

10回に1回程度(約9%)の確率で、  
装着時の当たり所により出血する場合があります。  
衣服を汚さないためにアルコール綿で表面を確認してください。  
もし、**かざしてエラー表示が出た場合は交換対応**となります。



## ■ センサーが外れた場合・不具合があった場合

新しいセンサーと交換してください。  
通常使用による**9日**以内であれば、**交換対応可能**です。

## ■ 充電式

付属の黄色いケーブル・黒いアダプタを使用し充電してください。  
1週間～2週間に1回、3時間のフル充電をお願いします。  
(電池が少なくなると、画面に大きく表示が出ます)



## ■ 丸いセンサーにかざすタイミング

本体をセンサーにかざして起動します。  
全てのデータを途切れることなく保存していきたい場合は、  
**8時間以内** (食事毎、就寝前、起床時)にかざしてください。

## ■ 有効期間・保管温度

センサー起動後14日間は、何回でもかざして測定できます。  
終了3日前からカウントが始まり、センサー終了時には画面に表示されます。  
センサーの**保管温度は、4～25℃**です。夏・冬はご注意ください。

## ■ 耐水性

入浴・シャワー・水泳等も可能です。  
水深 1 mで30分以内では問題なくご使用いただけます。

## ■ 必要に応じて指先血糖測定を行ってください

**低血糖**を示した場合や、リブレでの**測定結果と一致しない症状**がある場合は、従来通りの**指先血糖測定にてダブルチェック**をお願いいたします。



## ■ 破棄について

外した丸いセンサーは、右図のようにキャップにおさめて医療機関にお持ち下さい。  
なかなか剥がれない場合は、お風呂にて石鹸でほぐしながら取り外しても結構です。

お客様相談窓口 **0120-378-055**

平日8:00-20:00 祝日8:00-17:00 \*土日除く